

## KIT PARA DRENAJE BILIAR

UTILIZADO PARA NEFROSTOMIA, ABSCEOS Y OTRAS APLICACIONES DE DRENAJES MULTIPROPOSITO

La colocación del catéter se realiza utilizando la Técnica de Un Solo Paso (Acceso Directo). Contiene un Recubrimiento Hidrofílico, cuando se activa en contacto con el fluido corporal interno del paciente se vuelve muy lubrico permitiendo un acceso inmediato y suave, reduciendo el coeficient de fricción, disminuye el efecto acordeón y por tanto el trauma del téjido.

La parte Distal Posee menor fricción para facilitar la superficie de inflexión y permitir la introducción del catéter sin dificultad.

Contiene grandes fenestraiones para aumentar la capacidad de drenaje efectiva.

Configuración del eje del Catéter para el alivio de la tensión y evitar las torceduras.

Contiene un sistema de adaptación Luer Lock para permitir una aspiración Manual o Automática mas efectiva.

Catéter de colocación y fijación segura al poseer en el extremo distal un dispositivo de seguridad e hilos de sutura por si laterapia requiere mantener por mas tiempo el catéter, de esta forma evitar el retiro accidental del mismo.

### Presentación Anatómica



### Grandes Fenestraciones



### Conector Luer Lock



### Accesorios de Fijación




### CONTENIDO:

- (01) Catéter Pigtail C/ sistema de seguridad
- (01) Cánula de Rigidez Flexible.
- (01) Cánula de Rigidez Metalica.
- (01) Dilatador Coaxial 6Fr-4Fr.
- (01) Aguja Introdutora 21G punta ecogenica.
- (01) Guía 0.018" punta platino radiopaca.
- (01) Guía 0.038" punta floppy 3 mm "J"
- (01) Dilatadores
- (01) Aguja de contraste.
- (01) Tubo de conexión.
- (01) Bolsa de drenaje.
- (01) Bisturi.
- (01) Llave de paso.
- (01) Cinta Adhesiva de fijación.
- (01) Dispositivo de aseguramiento.

RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO  
de Activación Lubrica

- Bajo coeficiente de fricción.
- Minimiza efecto acordeón.
- Reduce el Trauma del Téjido.



### DIMENSIONES

| Diámetro | Guía admitida para Diámetro | Longitud |
|----------|-----------------------------|----------|
| 8F       | .038" pulg. (0.97mm)        |          |
| 10F      | .038" pulg. (0.97mm)        | 25 cm    |
| 12F      | .038" pulg. (0.97mm)        | 30 cm    |
| 14F      | .038" pulg. (0.97mm)        | 40 cm    |

**BIOTEQ**<sup>®</sup>

Improving lives

BIOTEQUE CORPORATION  
5F-6 No.23, Sec. 1. Chang-An E. Rd.  
Taipei 104 - TAIWAN



GMP CERTIFICATE  
Good Manufacturing Practice  
Medical Devices



MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE  
ISO 9001:2008  
ISO 13485:2003



IMPORTADORA DE INSUMOS MEDICOS  
Innovación en Agujas Para Biopsias  
y Dispositivos Médicos

### DIRECCION OFICINA:

C/ Juan de Vargas # 1924, Piso 5  
MIRAFLORES LA PAZ - BOLIVIA

### DIRECCION ALMACEN:

Calle Rosendo Vellalobos # 1458

MIRAFLORES LA PAZ - BOLIVIA

CEL.: (591) 73298304 / 67009024

TELF.: ( 591) 2-2245245

e-mail: [nabyrmedica@gmail.com](mailto:nabyrmedica@gmail.com)

web: [www.nabyrmedica.com](http://www.nabyrmedica.com)